



Βελόνα Αποσυμπίεσης Πνευμοθώρακα Αποστειρωμένη 14Ga x 3.25"

€12.90

Αγορά



Περιγραφή

Η βελόνα αποσυμπίεσης πνευμοθώρακα έχει μήκος 3,25 inches και πάχος βελόνας 14Ga. Επειδή δεν μπορείτε να βασίζεστε σε απλούς καθετήρες για να αποσυμπιέσετε όσο βαθιά χρειάζεται έναν θώρακα, αυτή η βελόνα πνευμοθώρακος είναι μια συμπαγής, αξιόπιστη λύση για τη θεραπεία πνευμοθώρακα υπό τάση.

Η θήκη που βρίσκεται μέσα η βελόνα 14ga εξασφαλίζει ότι η βελόνα και ο καθετήρας είναι ασφαλής για κάθε χρήση ανά πάσα στιγμή, ενώ το σχήμα του «κεφαλιού» της βελόνας δείχνει το σημείο που έχει τοποθετηθεί κατά την προνοσοκομειακή περίθαλψη. Η βελόνα πνευμοθώρακα έρχεται μέσα σε μια ανθεκτική πλαστική θήκη με εξάγωνο καπάκι, το οποίο είναι πολύ εύκολο στο άνοιγμα του.

- Διαστάσεις: 14Ga x 3.25" (8.25 cm)
- Ισχυρή, αξιόπιστη βελόνα πνευμοθώρακα η οποία επιτρέπει την ασφαλή τοποθέτηση καθετήρα για συνεχή ανακούφιση κατά τη διάρκεια θωρακοτομίας.
- Ανθεκτική πλαστική θήκη, με εξάγωνο, εύκολο στον άνοιγμα καπάκι.
- Βολικό και συμπαγές μέγεθος έτσι ώστε να χωρά σε όλα τα κιτ Α' βοηθειών.
- Αποστειρωμένη
- Προστατευμένη από ανθεκτικό πλαστικό περίβλημα για να μπορεί να συνοδεύσει οποιοδήποτε κιτ Α' Βοηθειών χωρίς τον κίνδυνο να τρυπήσει άλλο περιεχόμενο ή την τσάντα.
- CE 0197

Χαρακτηριστικά

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:
1825365600.00

The document was created on: Ιανουάριος 10, 2025